

7) PROCESSING INSTRUCTIONS Instruments can go through this cycle a number of times (read carefully the inspection section). For users who do not use the recommended method, we recommend that they validate the methods they use by appropriate laboratory techniques.	- Do not store the instrument close to products that may have a corrosive action (chlorine).	- N'utilisez pas d'instruments dont les éléments fonctionnels ont été endommagés.	- nome ANSI/ AAAMI ST79 afin d'obtenir un degré de stérilité garanti de 10 ⁶ .	- primer uso y antes de cada uso como se describe en la sección INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO.	- der jeweiligen Implantate verbunden (siehe Gebrauchsanweisung des Implantats), die mit dem Gebrauch von Instrumenten verbundenen Gegegenanzeig sind Allergien oder bekannte Unverträglichkeiten unterzogen werden.	- esterilizados. Podem ser colocados em recipientes metálicos e organizados em kits que permitem ao utilizador observar os passos da técnica cirúrgica aplicável ao sistema de implante correspondente.
Unpacked instruments can be stored in the dedicated container. It is IMPERATIVE to distinguish STERILE and NON-STERILE instruments.	Unpacked instruments can be stored in the dedicated container.	Les instruments peuvent être soumis de nombreuses fois à ce cycle (lisez attentivement la section inspection).	Si après avoir suivi cette méthode de stérilisation, il reste l'eau dans les récipients de stérilisation ou/à l'intérieur du dispositif, le dispositif doit être séché et la stérilisation répétée.	Notas: Ciertas soluciones de limpieza, como las que contienen hipoclorito de sodio o formalina, pueden dañar los dispositivos, especialmente los instrumentos.	der jeweiligen Implantate verbunden (siehe Gebrauchsanweisung des Implantats), die mit dem Gebrauch von Instrumenten verbundenen Gegegenanzeig sind Allergien oder bekannte Unverträglichkeiten unterzogen werden.	aproximada de 2 minutos
Instruments shall be decontaminated immediately after each use. They shall be thoroughly cleaned before sterilization and reintroduction into the sterile surgical field.	The disposal of products shall be done according to the current procedures of the health care center to prevent any risk of cross-contamination.	Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas la méthode recommandée, nous recommandons de valider les méthodes utilisées à l'aide de techniques de laboratoire adaptées.	Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas la méthode recommandée, nous recommandons de valider les méthodes utilisées à l'aide de techniques de laboratoire adaptées.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
DECONTAMINATION AT THE POINT OF USE. Where possible, instruments shall be disassembled.	This operation is MANDATORY for dirty instruments to lower the microorganism population and make easier the further cleaning.	Les instruments doivent être décontaminés immédiatement après chaque utilisation. Ils doivent être soigneusement nettoyés avant leur stérilisation et réintroduction dans le champ stérile chirurgical.	Les instruments doivent être décontaminés immédiatement après chaque utilisation. Ils doivent être soigneusement nettoyés avant leur stérilisation et réintroduction dans le champ stérile chirurgical.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
10) COMPLAINTS/ INCIDENT AND INFORMATION Any serious incident that occurs in relation to the device must be reported to the manufacturer as a complaint, and for Europe to the national competent authority of the patient/surgeons.	Any other grounds for dissatisfaction relating to the quality of the product should be notified to SpineWay or its representative.	Les articulations, charnières, pièces mobiles et mécanismes de l'instrument doivent être lubrifiés régulièrement à l'aide d'un lubrifiant conçu pour les instruments chirurgicaux de qualité médicale, afin de minimiser la friction et l'usure.	Les instruments doivent être décontaminés immédiatement après chaque utilisation. Ils doivent être soigneusement nettoyés avant leur stérilisation et réintroduction dans le champ stérile chirurgical.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
DÉCONTAMINATION AU POINT D'UTILISATION Dans la mesure du possible, les instruments doivent être démontés.	This operation shall be done with gloves 30 minutes after use to limit the possibility of soil drying.	Il est fortement recommandé de respecter les instructions du fournisseur de lubrifiant. Le lubrifiant utilisé doit être compatible avec la stérilisation à la vapeur.	Il est fortement recommandé de respecter les instructions du fournisseur de lubrifiant. Le lubrifiant utilisé doit être compatible avec la stérilisation à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
9) STOCKAGE ET MISE AU REBUT Entreposez les dispositifs à l'abri de la poussière, de la lumière, des insectes, de la vermine et des conditions de température et d'humidité extrêmes.	For all complaints, please give the name and reference along with the batch number of the component(s), your name and address and an exhaustive description of the event to help SpineWay understand the cause of the complaint. Please send the device to SpineWay for the investigation.	Les éventuelles traces de lubrifiant doivent être éliminées avec des solvants.	Les éventuelles traces de lubrifiant doivent être éliminées avec des solvants.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
10) COMPLAINTS/ INCIDENTS ET INFORMATIONS Tout incident sérieux lié à l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant sous forme de réclamation et pour l'Europe, à l'autorité de régulation nationale compétente des patients/chirurgiens.	Any other grounds for dissatisfaction relating to the quality of the product should be notified to SpineWay or its representative.	Les instruments doivent être rincés à l'eau courante (température inférieure à 30 °C).	Les instruments doivent être rincés à l'eau courante (température inférieure à 30 °C).	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
INSTRUMENTS réutilisables Gamme de produits : tous les instruments chirurgicaux réutilisables et non réutilisables de SpineWay Mode d'emploi	Dernière révision : mai 2023 Date de première marquage CE : 2006	Fabriqué par :  SpineWay	Ce mode d'emploi contient des recommandations relatives à l'entreteni, au nettoyage, à la maintenance et à la désinfection des instruments manuels de SpineWay destinés à la chirurgie orthopédique.	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	
11) DESCRIPTION ET COMPOSITION DU DISPOSITIF Les instruments SpineWay sont des instruments médicaux comme des clamps, des tournevis, des sondes, des tarauds, des aiguilles, des supports, des impacteurs, etc. Ils sont destinés à faciliter les opérations de chirurgie du rachis, dont la préparation des sites d'implantation, la connexion, la fixation et le retrait des implants.	Tous les autres motifs d'insatisfaction liés à la qualité du produit doivent être signalés à SpineWay ou à son représentant.	Remarque : Pour les patients à haut risque que l'on soupçonne d'avoir pu être en contact avec des agents transmissibles non conventionnels ou des prions (p. ex., maladie de Creutzfeld-Jacobs), une désinfection doit être réalisée conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cas, les instruments SpineWay peuvent être décontaminés à l'hydroxyde de sodium.	Remarque : Pour les patients à haut risque que l'on soupçonne d'avoir pu être en contact avec des agents transmissibles non conventionnels ou des prions (p. ex., maladie de Creutzfeld-Jacobs), une désinfection doit être réalisée conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cas, les instruments SpineWay peuvent être décontaminés à l'hydroxyde de sodium.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
CLEANING Automated cleaning process has been validated according to ISO 17664-1 and AAMI TIR 30.	The automated cleaning cycle to be used is as follows:	• Pré-nettoyage - température < 45 °C - durée 2min minimum	• Les instruments doivent être rincés à l'eau courante (température inférieure à 30 °C).	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Les instruments SpineWay sont fournis non stériles. Ils peuvent être rangés dans des réceptacles métalliques et organisés en kits permettant à l'utilisateur de suivre chaque étape de la technique chirurgicale appropriée pour le système implantaire correspondant.	Les instruments SpineWay sont fournis non stériles. Ils peuvent être rangés dans des réceptacles métalliques et organisés en kits permettant à l'utilisateur de suivre chaque étape de la technique chirurgicale appropriée pour le système implantaire correspondant.	• 1. Pré-nettoyage - température < 45 °C - 2 min minimum	• 2. Nettoyage - température = 55 °C - 5 min minimum	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Doses, temperatures and durations may be adapted according to the solution manufacturer instructions.	Because of the use of some cleaning solutions, white traces may appear after drying. For the black aluminum dilator previously marketed, do not use an alkaline reagent, such as Neodisher.	• 3. Neutralisation - Environ 2 min	• 4. Rincage à l'eau froide du robinet - Environ 2 min	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Additional test for the Guiding wires: the straightness needs to be visually and functionally inspected the guiding wire shall pass through the cannula of the screw.	7. Perform a visual inspection on the instruments and verify that they are clean, dry, and in proper working order prior to sterilization.	• 5. Désherbification thermique à l'eau déionisée - température = 90 °C - 5 min minimum	• 6. Séchage des instruments à l'aide d'un tampon de gaze stérile. On peut utiliser de l'air comprimé pour sécher les lumières.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
The automated cleaner needs to be qualified according to the requirements defined in the ISO15883 standards.	Cleaning solution (detergent) has to be selected by the hospital to be compatible with the use in automated cleaner/desinfectant according to the ISO 15883 standard and on surgical instruments made out of metallic and/or plastic parts. Using an alkaline reagent is recommended, such as Neodisher.	• 7. Dryage des instruments à la vapeur - 2 min	• 8. Réalisation d'un contrôle visuel des instruments et vérification qu'ils sont propres, secs et en bon état de fonctionnement avant leur stérilisation.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Nettoyage automatique doit présenter les qualifications correspondant aux exigences définies dans la norme ISO 15883.	Ces instruments ne sont pas conçus pour être implantés.	• 9. Réalisation d'un contrôle visuel des instruments et vérification qu'ils sont propres, secs et en bon état de fonctionnement avant leur stérilisation.	Le nettoyage automatique doit présenter les qualifications correspondant aux exigences définies dans la norme ISO 15883.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
A descoloration has no adverse effect on titanium alloy devices.	Les instruments SpineWay doivent être utilisés selon la manière décrite dans les manuels de technique chirurgicale fournis par SpineWay.	• 10. Qualification des instruments et information	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
INSPECTION AND FUNCTIONAL TEST No maximum number of cycles is recommended but, between each use, all instruments need to be:	• visually inspected for trace of organic residues, corrosion (rust, pitting), damages such as scratches and notches, debris, discoloration, residue, flaking, wear, cracks and unreadable laser markings.	• test for proper functioning of all joints, moving pieces and mechanisms and test the functionality of assemblies and connections. When needed, proceed to maintenance before sterilization.	• 11. Description et composition du dispositif	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Additional test for the Guiding wires: the straightness needs to be visually and functionally inspected the guiding wire shall pass through the cannula of the screw.	• test for proper functioning of all joints, moving pieces and mechanisms and test the functionality of assemblies and connections. When needed, proceed to maintenance before sterilization.	• 12. Qualification des instruments et information	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
These additional tests needs to be visually and functionally inspected the guiding wire shall pass through the cannula of the screw.	• 13. Inspection et test fonctionnel	• 14. Contra-indications	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Additional test for the Guiding wires: the straightness needs to be visually and functionally inspected the guiding wire shall pass through the cannula of the screw.	• 15. Risques potentiels	• 16. Avertissement et précautions	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
These methods are validated through ANSI/ AAAMI ST79 to meet the requirements of a SAL of 10 ⁶ .	Les instruments sont fournis non stériles. Ils doivent être inspectés, nettoyés et stérilisés avant leur première utilisation et après chaque utilisation, tel que décrit dans la section INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT	• 17. Contraindications	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
If after having followed this sterilization method there is still water in the sterilization containers or on/inside the device, the device must be dried and sterilization repeated.	For sterilization and storage, the instruments can be settled in metallic containers and arranged in kits following the SpineWay recommendations to assure sterilization efficacy. Then, containers can be sterilized with the one of the following validated methods.	• 18. Instructions de nettoyage	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Avant l'opération	Lisez et suivez les manuels de technique chirurgicale fournis par SpineWay.	• 19. Instructions de stérilisation	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
8) MAINTENANCE	Tous les instruments SpineWay sont fournis non stériles et doivent être stérilisés à la vapeur par les hôpitaux et cliniques, conformément à l'une des méthodes homologuées suivantes.	• 20. Instructions de stockage et de disposition	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
These methods are validated through ANSI/ AAAMI ST79 to meet the requirements of a SAL of 10 ⁶ .	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	• 21. Instructions de nettoyage	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
If after having followed this sterilization method there is still water in the sterilization containers or on/inside the device, the device must be dried and sterilization repeated.	• 22. Instructions de stérilisation	• 23. Instructions de stockage et de disposition	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Avant l'opération	Tous les instruments SpineWay sont fournis non stériles et doivent être stérilisés à la vapeur par les hôpitaux et cliniques, conformément à l'une des méthodes homologuées suivantes.	• 24. Instructions de nettoyage	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
8) MAINTENANCE	Les instruments joints, hinges, moving pieces and mechanisms should be regularly lubricated with a lubricant meant for medical grade surgical instruments, to reduce friction and wear.	• 25. Instructions de stérilisation	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
Complying with the lubricant supplier's instructions is highly recommended. The lubricant used must be compatible with steam sterilization.	• 26. Instructions de stockage et de disposition	• 27. Instructions de nettoyage	Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur.	Die Instrumente müssen sofort nach jedem Einsatz desinfiziert werden. Sie müssen gründlich gereinigt und vor der Sterilisierung und Wiedereinführung in den sterilen chirurgischen Bereich wiederhergestellt werden.	- desinfecção automática deve ser feita imediatamente após cada uso. Deve ser realizada uma limpeza completa antes da esterilização e reintrodução no campo cirúrgico estéril.	
9) STORAGE AND DISPOSAL	Store devices in a manner that provides protection from dust, light, insects,					